




















COMPATIBILITE FAUTEUIL/MONOPOUSSEUR

MARQUE	MODELE	ANNEE	COMPATIBLE	OBSERVATIONS	PHOTO	
2KS - MOUVLY	TRACE S		OUI	A préciser à la commande de votre fauteuil chez Mouvly.		
INVACARE	VARIABLE PLUS	Générique	OUI	Sans restriction.		
INVACARE/POIRIER	ROLLER	1992	NON	Aucun des modèles de cette gamme (Globe Roller, Active)		
INVACARE/POIRIER	BAROUDEUR	1992	NON			
INVACARE/POIRIER	VARIANCE	1992	OUI			






INVACARE	ACTION 2 NG		NON			
INVACARE	ACTION 2000		NON			
INVACARE	ACTION 3		OUI	Avec nouvel atelage réglable version 2026.		
INVACARE	ACTION 3 JUNIOR		OUI sous conditions	Avec nouvel atelage réglable version 2026. Réglage de l'assise du fauteuil au plus large, rectification largeur atelage du monopousseur à 33 cm. Nous consulter.		
INVACARE	ACTION 4 NG		OUI	Montage support des roues AR vers l'avant. Conseil : monter roulette antibascule si non utilisation du Monopousseur. Il existe option Frein à tambour pour ce fauteuil chez Invacare		

IVACARE	ACTION 4 NG XLT ET MATRX		NON			
INVACARE	SPINx		A VERIFIER	A première vue oui si positionnement hauteur des roues sur réglage médian		
INVACARE/POIRIER	ACTION MVP	+1992	NON			
MEYRA	SERVICE 3600	+ 1995	OUI			
MEYRA	FORMAT 1900 - FORMAT 2 VARIO 1940 - FORMAT 2 1950	+ 1995	OUI			
MEYRA	FORMAT 2 VARIO 2940		NON			
MEYRA	NEON	2010	NON			
MEYRA	AVANTI	2010	NON			
MEYRA	XR	2010	NON			
MEYRA	FX ONE	2010	NON			

MEYRA	X1 X1 SPEEDSTER REF 3350	2010	OUI			
MEYRA	X2 REF 3351	2010	OUI	Si besoin, avancer légèrement le support de roue AR		
MEYRA	X3 REF 3352	2010	OUI	Si besoin, avancer légèrement le support de roue AR		
MEYRA	EUROCHAIR 1850	2010	NON	Montant carrés		
MEYRA	EUROCHAIR BASIC 1751	2010	NON	Montant carrés		

MEYRA	EUROCHAIR VARIO 1750	2010	NON	Montants carrés percés,		
MEYRA	EUROCHAIR AVANTI		NON	Montant carrés	 Eurochair-Avanti Varioblock	
MEYRA	EUROCHAIR ACTIVE 1830		NON			
MEYRA	TOOMY - LUCCA		NON			
KUSCHALL	COMPACT	2010	OUI	Déplacer barre anti bascule sur l'avant. Ok pour largeur fauteuil de 38 cm,	 Kuschall Compact	
KUSCHALL	ULTRALIGHT	2010	OUI	Avec option poignée à pousser	 Kuschall Ultra-Light	

<p>SUNRISE</p>	<p>Breezy Ultra 4</p>	<p>2010</p>	<p>NON</p>			
<p>SUNRISE</p>	<p>QUICKIE LXI/LX</p>	<p>2010</p>	<p>OUI</p>			
<p>SUNRISE</p>	<p>QUICKIE LX LIGHTWEIGHT</p>	<p>2010</p>	<p>??</p>			
<p>SUNRISE</p>	<p>QUICKIE GP</p>		<p>OUI</p>	<p>Avec option poignée à pousser</p>	 <p><small>Competition Package Shown</small></p>	

SUNRISE	QUICKIE 2		NON			
SUNRISE	QUICKIE 2 LITE	2010	??	A essayer avec la patte du bas à fixer tête en bas au niveau du patin plastique à la verticale du dossier, Distance suffisante avec patte du haut ?		 Modular Frame
SUNRISE	BREEZY EC 2000	2010	??			S pas affic her l'im age.
SUNRISE	BREEZY EC 3000	2010	NON	Absence de montants verticaux		

SUNRISE	QUICKIE RXS		NON			
	LITESTREAM XF	2010	OUI			
SOPUR	EASY 100-200-300		OUI			
SOPUR	EASY MAX		OUI			

OTTO BOCK	AVANTGARDE CS ET CV		OUI			
OTTO BOCK	AKTIV START MULTI		OUI			
OTTO BOCK	INNOV EFFECT		NON			
DUPONT	PLURIEL	2012	NON	<p>Sans dossier à verin, Montage supports de roues vers l'avant, Espace nécessaire pour les fixations à vérifier,</p>		

DUPONT	ALTO PLUS NV	2012	OUI			
DUPONT	ALTOPLUS HP	2012	OUI			
DUPONT	ALTO PLUS HP PARA	2012	NON	Absence d'acoudoir et de poignées		

DUPONT	PRIMEO	2009	OUI			
DUPONT	PLURIEL ENFANT CLASSIC	2012	NON			
DUPONT	MODULO		OUI			
PROGEO	EXELLE et EXELLE VARIO	2012	OUI	Avec version du chasis standard		

PROGEO	BASIC LIGHT+	2012	OUI			
VERMEIREN	ECLIPS X4	2012	OUI			
VERMEIREN	ECLIPS WHITE	2012	OUI			
VERMEIREN	ECLIPS KIDS	2012	OUI	SOUS RESERVE DE CONTROLLER LA LARGEUR DE L'ARRIERE DU FAUTEUIL		

MINOS	PLENA	2013	OUI	OK avec largeur de fauteuil à partir de 40 cm et utilisation avec grandes roues postérieures	